

## FICHA TÉCNICA BRACKET CERÁMICO 360

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Bracket cerámico estético, confeccionado con polvos de alúmina policristalina.
- Tecnología CIM, fabricado en una sola pieza.
- Forma de las aristas redondeadas y pulidas con disco de diamante. Óptimo deslizamiento y control clínico, otorgando la máxima comodidad para el paciente.
- Apariencia más traslucida, por su composición de un 99,99% de alúmina policristalina.
- Material 100% biocompatible, libre de Níquel.
- No amarillea, conserva sus prestaciones estéticas durante todo el tratamiento.
- Base con diseño de malla, para la mejor adhesión y un descementado perfecto. Más de 50N en test clínicos.
- Las ranuras del slot están biseladas, lo que garantiza la precisión incluso en la parte más profunda de la ranura.
- Hooks en 3, 4 y 5 superiores e inferiores
- Técnicas disponibles: Roth .022", Roth .018" y MBT .022".

### MATERIAL

- Alúmina Policristalina (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) 99,99%
- 100% biocompatible, libre de Níquel.

### TECNOLOGÍA

- Fabricado con el último sistema de tecnología CIM (moldeo a alta presión de polvos provenientes de cerámica compleja).

### DESCRIPCIÓN DE LA BASE

- Base con diseño de malla, para la mejor adhesión y un descementado perfecto. Más de 50N en test clínicos.


### RANURA O SLOT DEL BRACKET

- Las ranuras del slot están biseladas, lo que garantiza la precisión incluso en la parte más profunda de la ranura. Mejor control clínico el ortodoncista y expresión total de tip y torque.

Slot	Ancho	Profundidad
0.018"	0,46 mm	0,76 mm
0.022"	0,56 mm	0,76mm

**PRESCRIPCIONES**

**Técnica Roth .022" y Roth .018"**



\*Hook: Distal en el caninos (3) y doble en los premolares (4-5)

Roth.022" Superior Roth .018" Inferior	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
Torque	-7°	-7°	-2°	8°	12°	12°	8°	-2°	-7°	-7°
Tip	0°	0°	10°	9°	5°	5°	9°	10°	0°	0°
Roth.022" Inferior Roth .018" inferior	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35
Torque	-22°	-17°	-11°	-1°	-1°	-1°	-1°	-11°	-17°	-22°
Tip	0°	0°	7°	0°	0°	0°	0°	7°	0°	0°

**Técnica MBT .022"**

MBT.022" Superior	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
Torque	-7°	-7°	-7°	10°	17°	17°	10°	-7°	-7°	-7°
Tip	0°	0°	8°	8°	4°	4°	8°	8°	0°	0°
MBT.022" Inferior	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35
Torque	-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Tip	2°	2°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	2°	2°

\*Hook: Distal en el caninos (3) y doble en los premolares (4-5)