




Mini implantes ortodónticos autorroscantes





MINI IMPLANTES ORTODÓNTICOS AUTORROSCANTES

Realizados en acero inoxidable quirúrgico, son fácilmente removibles al final del tratamiento. Están disponibles tanto con cabeza baja como alta, en dos modelos: con sólo el pasador en la cabeza, con pasador y ranura. Este último tiene la parte emergente parecida a un botón ortodóntico para agilizar la aplicación de cadenas, elásticos o resortes. Suministrados no estériles. Está disponible en italiano e inglés el manual "Procedure Cliniche per il posizionamento dei Mini Impianti Ortodontici", descargable en nuestro sitio web www.leone.it.



Envase: 1 pieza



MINI IMPLANTES ORTODÓNTICOS AUTORROSCANTES

	Ø	L	
	mm	mm	
	1,5	8	000-1508-02
		10	000-1510-02
		12	000-1512-02
	2	8	000-2008-02
		10	000-2010-02
		12	000-2012-02
	1,5	8	000-1508-01
		10	000-1510-01
		12	000-1512-01
	2	8	000-2008-01
		10	000-2010-01
		12	000-2012-01

MINI IMPLANTES ORTODÓNTICOS CON RANURA

	Ø	L	
	mm	mm	
	2	6	001-2006-02
		8	001-2008-02
		10	001-2010-02
		12	001-2012-02
	2	6	001-2006-01
		8	001-2008-01
		10	001-2010-01
		12	001-2012-01

001-0001-24

KIT MINI IMPLANTES ORTODÓNTICOS

El estuche contiene: 24 mini implantes, 2 piezas por cada longitud en los diámetros disponibles con cabeza baja y con cabeza alta, 4 fresas, 1 destornillador.


001-0002-24

KIT MINI IMPLANTES ORTODÓNTICOS CON RANURA

El estuche contiene: 24 mini implantes con ranura, 3 piezas por cada longitud con cabeza alta y con cabeza baja, 2 fresas, 1 destornillador, 1 racor REF 080-1003-00, 1 bisturí circular, 1 racor REF 080-1002-00.



FRESAS PARA MINI IMPLANTES ORTODÓNTICOS

	Ø	L	
	mm	mm	
	1,1	12	090-1134-00
	1,3		090-1334-00
	1,5		090-1534-00
	1,7		090-1734-00

080-1000-01

DESTORNILLADOR

PARA MINI IMPLANTES AUTORROSCANTES

080-1000-22

Punta de recambio



Instrumentos para mini implantes ortodónticos autorroscantes



080-1001-00
MUCOTOMO PARA
MINI IMPLANTES ORTODÓNTICOS

Bisturí circular de titanio para introducir en el mango del destornillador para mini implantes Leone Código 080-1000-01. El bisturí, al tener un diámetro un poco mayor que la cabeza de los mini implantes, permite ejecutar un apropiado opérculo sin tener que suturar la mucosa.



080-1001-01
BISTURÍ CIRCULAR
PARA CONTRAÁNGULO

Ideado para la inserción de los mini implantes ortodónticos. Fabricado en titanio de calidad medical. Se utiliza con el contraángulo en baja velocidad para realizar el opérculo sobre la mucosa adherente. Diámetro 2,2 mm.



080-1002-00
RACOR PARA PIEZA DE MANO

Permite utilizar el contraángulo para la introducción de mini implantes también en zonas de difícil acceso.



080-1003-00
RACOR PARA DESTORNILLADORES Y CARRACA

Permite el uso de los destornilladores REF 156-1001-00, 156-1001-01 y de la carraca REF 156-1014-00 del Sistema de Implantes Leone para la inserción de mini implantes en zonas posteriores o de difícil acceso.

DESTORNILLADOR MANUAL DE MARIPOSA



Fabricado en acero inoxidable y aluminio anodizado. Provisto en su extremo de una apertura hexagonal para el acoplamiento con la cabeza del mini implante. En el lateral presenta un orificio para la inserción de un hilo de seguridad. Útil para la completa inserción del mini implante en el sitio implantar. Suministrado no estéril, debe esterilizarse en autoclave antes del uso (REF 156-1015-00 en el Catálogo del Sistema de Implantes Leone).