



ORTHO-STRIP INTENSIV



La reducción unilateral o bilateral del esmalte interproximal es un procedimiento a menudo necesario en un tratamiento ortodóntico, que tiene como fin ganar espacio entre las piezas dentales, limitando la necesidad de extracciones y favoreciendo el movimiento para la alineación de los dientes. La línea de productos para stripping de la marca **INTENSIV** está dedicada a los protocolos de reducción interproximal, stripping o **IPR**.

✓ **ORTHO-STRIP 2 CARAS ACTIVAS:**

15 µm, 25 µm, 40 µm, 60 µm, 90 µm.

Disponibles dos kits de 4 piezas (A: 15, 25, 40 y 90 micras – B: 15,25,40 y 60 micras) y en cajas de 3 unidades por micra.

✓ **ORTHO-STRIP 1 CARA ACTIVA (DERECHA – IZQUIERDA):**

15 µm, 25 µm, 40 µm, 60 µm.

Disponibles Kit 6 piezas (Derecha-3und e izquierda-3und: 15,25,40 micras) y caja de 3 unidades por micra.

✓ **ORTHO-STRIP OPENER:**

08 µm. De 2 caras y de 1 cara (derecha – izquierda).

Disponibles en cajas de 3 unidades por micra.

✓ **ORTHO-STRIP COARSE:**

80 µm. De 2 caras y de 1 cara (derecha – izquierda).

Disponibles en cajas de 3 unidades por micra.



ORTHO-STRIP KIT: Contiene lima de 2 caras de 60 µm, 40 µm, 25 µm y 15 µm, ortho-strip opener 08 µm de 2 caras y ortho-strip coarse 80 µm de 2 caras.



IPR Distance Control Medidor de Galgas:


Espesor 0,10mm, 0,15mm, 0,20mm, 0,30mm, 0,40mm, 0,50mm, 1,00mm.

Disponibles en Kit de 8 elementos (1 unidad por espesor) y caja de 3 unidades por espesor.

Tira manual:

Grano grueso/medio – Grano fino/extrafino


Disponible en cajas de 6 unidades.



Aproxopener dentada y diamantada:

8 µm. De 2 caras y de 1 cara.

Disponible en cajas de 3 unidades.



Expulsor Intensiv: Para facilitar la expulsión de limas del contra-ángulo Swingle.

Kit Swingle Stripping: Contiene contra-ángulo con luz y sin luz, expulsor, pulidor de boquilla y 6 limas.



Kit Tray Ortho-Strip: Contiene 6 limas y 8 soportes de silicona.

Stripping Set: Contiene contra-ángulo con luz y sin luz, expulsor, limas, medidor de galgas, tira manual de grano grueso/medio y grano fino/extrafino y AproxOpener 1 cara.

